

BODTrak II 分析儀



新型的BODTrak II 簡化BOD 的分析。兩三天內就可以得到比得上稀釋法的結果。使用BODtrack II 的結果做程序控制，或者用來輔助稀釋法。

- 容易設定，快速預備樣品，縮短檢測時間
- 使用者無須校正儀器
- 持續攪拌提供額外氧氣，較快速的呼吸作用及氧氣的消耗，較快速的檢測結果
- 大型圖表顯示BOD 時間曲線
- 自動結束檢測並儲存結果，分析人員無須在檢測結束時在場

IntelliCAL LBOD 數位探棒



在BOD5 應用中檢測BOD 瓶內的初始及最後溶氧值。

- 使用LDO 光學檢測溶氧技術
- 內建可更換的攪拌系統
- 無須更換薄膜
- 校正僅需時一分鐘
- 可靠的性能及準確的讀值

USEPA 建議使用
Hach 的LDO Method
10360 進行法定監測。

Hach BOD Manager 軟體



Hach BOD Manager 軟體自動化輸入數據並且從HQd 主機及LBOD 探棒計算結果。

- 依據標準方法指標，辨識無效的檢測
- 電子式數據捕捉，內建計算及錯誤檢查功能
- 改善BOD 檢測的產能
- 確保數據的完整性
- 數據儲存於資料庫，簡單的歸檔結構，下拉式選單